

Acupuncture électrique avec détecteur TENS et affichage numérique (stylo électrique méridien) , 169,00 CHF

<https://geosolaire.ch/acupuncture-2>

Product Image



Description

Acupuncture électrique avec détecteur TENS et affichage numérique (stylo électrique méridien)

Le premier stylo d'acupuncture avec fonction de détection intelligente des points d'acupuncture, vous pouvez également être médecin à la maison. Développé sur la théorie de la médecine traditionnelle chinoise, ne nuit pas au corps humain.

L'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise peut être d'une grande aide pour 43 types de maladies-recommandées en 1979.

Joli design d'apparence, ressemble à un stylo.

Emballage en boîte cadeau, bon choix de cadeau.

Fonction:

- Détection de point intelligente, messages audio, fonction de détection/traitement d'un interrupteur à clé.
- Créer un «méridien de soins de jour en famille» et est une percée majeure dans l'histoire de la médecine chinoise.
- La sensibilité de détection du point d'acupuncture peut être ajustée en fonction de différents types de peau et de l'état de la peau
- Plage de réglage de fréquence: 1-16Hz, le trou sonore invite la recherche
- Conception conviviale, facile à utiliser
- Douze prix International de la Science et de la technologie de l'expo de la santé en chine
- Les produits ont passé la certification CE

- Le produit a obtenu deux brevets nationaux.

Étapes d'opération:

1. Bouton «ON/OFF» à environ 4 fichiers, puis «sensibilité» tourner autour à 2, environ 2 par seconde lors de la détection de bourdonnement acoustique prévaudra. En raison de la peau personnelle et du temps d'humidité sèche, la régulation de «sensibilité» varie d'une personne à l'autre.

2. Avant l'utilisation, il faudra d'abord utiliser dans le traitement de la sonde est installé dans l'hôte, puis insérer le fil de tige conductrice dans l'hôte au bas de l'interface, une autre main tient la tige de contact en forme de boucle.

3. posture correcte des instruments à main, tels que tenir le stylo, instrument de contact avec le pouce pièce de conduction métallique 1, pièce métallique de conduction de contact d'évasion 2, tenue droite en contact avec la peau humaine.

4. Détection: les points d'entrée du méridien pour détecter les points d'acupuncture du méridien, quand ils apprennent un bourdonnement continu et les valeurs d'affichage augmentent rapidement, les canaux et les points d'acupuncture collatéraux sont détectés, puis appuyez sur start traitement sous traitement. Remarque: lors de la détection des points d'acupuncture méridiens, peut maintenir le traitement clé.

5. Traitement, peut via la touche «ON/OFF» pour ajuster l'intensité du traitement approprié, afin de se sentir à l'aise, il est conseillé de (un total de 10 niveaux de force est réglable de 0 à 10).

6. Après utilisation, appuyez sur la touche «ON/OFF» pour régler la position fermée.

7. Remplacer la sonde de beauté: visage de beauté, retirer la sonde dans le sens antihoraire, puis verrouiller la sonde de beauté dans le sens horaire.

8. Lors de la charge, affichage à cristaux liquides: avec les mots «CH6» et clignotant, le voyant vert, complètement chargé, le voyant vert.