

Ventouses (kit complet 6 pièces + pompe) , 39,00 CHF

<https://geosolaire.ch/ventouse-6>

Product Image



Description

Kit Ventouse 6 pièces

Les accessoires du produit sont les suivants:

- Un pistolet à ventouses
- 6 ventouses

Comment utiliser les ventouses:

1. Avant l'utilisation, soulevez d'abord l'extrémité supérieure de la ventouse pour vous assurer que la soupape est débloquée.
2. Une fois que la pompe sous vide est placée sur l'extrémité supérieure de la ventouse, tirez la

tige de la pompe verticalement environ 4 fois pour atteindre la pression négative appropriée.

3. Laissez agir 10-15 minutes
4. Utilisez l'extrémité de la ventouse, soulevez doucement l'extrémité supérieure de la ventouse pour décompresser ensuite vous pourrez retirer la ventouse.
5. Moins de parties des muscles humains ou des pieds poilus, les articulations peuvent être utilisées pour faire un beignet sous les canettes afin d'obtenir un effet d'étanchéité.

Caractéristiques du dispositif de ventouses:

1. beau et durable: le matériau du produit est robuste, beau et facile à utiliser, résistant aux collisions.
2. flexible et transparent: le réservoir est bleu clair transparent, la pression négative à l'intérieur du réservoir peut être ajustée à volonté, facile à observer la zone de traitement.
3. Joint de sécurité: l'extrémité de la boîte est ronde, lisse, ronde, grand contact avec la peau, bonne étanchéité à l'air, ne tombe pas facilement
4. Les ventouses sont divisé en 3 modèles, la taille est adaptée, convient à toutes les parties du corps humain.
5. facile à utiliser: pas de feu, pas d'électricité, sûr et fiable, facile à transporter.