
Acupuncture électrique (stylo électrique méridien) , 43,70 CHF

<https://geosolaire.ch/acupuncture-electrique>

Product Image



Description

Acupuncture Électrique, Stylo électrique pour les méridiens.

Stylo D'acupuncture électrique Caractéristique

Fusion de la biotechnologie moderne, stylo de massage de haute qualité, bon pour la promotion de la santé. Thérapie par aimant électrique pour faire de l'acupuncture sans percer la peau. Opération Simple, facile à transporter.

Sûr et efficace, sans effets secondaires.

Abordable usage familial.

Stylo d'acupuncture électrique spécifications:

-
- Type: Stylo de Massage
 - Puissance: 1 x pile AA (non incluse)
 - Couleur principale: Argent
 - Matériau: aimant, alliage
 - Caractéristiques: thérapie magnétique, Promotion de la santé, biotechnologie moderne
 - Taille: 20 cm x 3 cm (environ)

Veillez Noter:

Principe de traitement du stylo d'acupuncture électronique est utilisé des impulsions électriques pour stimuler les points d'acupuncture puis activer la cellule et drainer le canal.

Le système de fonctionnement est très simple, il faut que le courant puisse circuler du pôle positif à la masse afin de générer l'impulsion électrique. Le stylo est une sortie de courant monopole (la pointe), et l'autre polarité doit être conduite par la main qui tient le stylo et forme la boucle de mise à terre pour qu'il produise des impulsions électriques. Il est donc normal de sentir un petit engourdissement de la main qui tient le stylo, c'est comme ça que fonctionne le stylo méridien.

Donc, si vous sentez un petit picotement ce n'est pas de problème de qualité mais le principe de fonctionnement du stylo. Pour diminuer ce phénomène de "fuite électrique, engourdissement électrique, Stimulation électrique" dans la main, il faut le tenir fermement à pleine main pour augmenter la surface de contact de la main sur le stylo.

Si vous devez faire de l'acupuncture électrique sur une autre personne que vous même, vous devez la toucher avec l'autre main pour que le courant passe et que la boucle électrique soit bouclée... vous ferez alors office de mise à terre.

Le stylo d'acupuncture s'allume simplement en pressant la touche +. Le chiffre 1 apparaît et représente la force du courant électrique générée. En dessus de l'affichage, un petit témoin lumineux clignote et signale le rythme des impulsions électriques. Vous pouvez ensuite presser encore une fois la touche + et le chiffre augmente de un, et à chaque pression sur la touche + l'incrémentation de 1 jusqu'à la valeur maximale de 9. La touche - permet de diminuer le chiffre jusqu'au chiffre 0 qui éteint l'appareil !

L'impulsion électrique se ressentira différemment (plus ou moins fortement) selon les personnes. Les jeunes ou les gens en bonne santé le sentiront un peu plus fortement. Les personnes âgées ou en mauvaise santé le sentiront plus faiblement.