
Antenne de Lecher Support ampoule , 29,90 CHF

<https://geosolaire.ch/antenne-lecher-support-ampoule>

Product Image



Description

Support d'ampoules – test pour l'antenne H3

Obtenez une résonance plus forte de l'antenne et testez vos trousse de remèdes.

Les support d'ampoules-test permettent de vérifier rapidement la résonance entre une substance et l'objet de la détection en relation avec une ou plusieurs longueurs d'ondes pré-réglée sur l'antenne-H3. Cette longueur d'onde peut-être biologique (organe, systèmes...) ou géobiologique (veine d'eau...).

Utilisation :

Le support d'ampoules-test est un accessoire complémentaire à l'antenne-H3.

Le support d'ampoules-test ou test-objets (témoin) est souvent utilisé en radiesthésie pour augmenter la résonance de l'appareil. Cela est très utile pour identifier remèdes ou matériaux présents dans l'environnement ou dans le corps d'un individu (réservé à la médecine). Il est beaucoup utilisé en géomancie pour obtenir une bonne syntonisation du système de l'antenne sur l'objet de la recherche. Le produit ou matériau utilisé comme témoin émet toujours le spectre le plus complet d'informations. C'est une façon de travailler avec une bande beaucoup plus large d'information correspondant à la fréquence la plus proche. Il est aussi beaucoup utilisé pour tester des trousseaux de remèdes homéopathiques, les fleurs de Bach ou les compléments alimentaires.

Exemple: Les veines d'eau souterraines se trouvent sur certains réglages de l'antenne-H3 enseignés lors d'un séminaire (ou de l'achat de l'antenne). Lors de la recherche d'une veine d'eau dans un terrain vague (dont les propriétés sont inconnues) on fera la même détection pour toutes les veines d'eau existantes sans les distinguer. Grâce à un témoin contenant par exemple du minerais fer ou du calcaire, on pourra déterminer ce que l'eau transporte partiellement. L'usage de la tigette en forme de pointe fixée au bout de l'antenne sera également utile dans les recherches de directions.