
Antenne de Lecher électrode à main , 89,70 CHF

<https://geosolaire.ch/antenne-lecher-electrode>

Product Image



Description

Électrode à main pour l'antenne H3

Cette électrode à main s'utilise préférentiellement avec la grande antenne H3 et le câble atténuateur (filtreur) de signaux.

Une fois dans la main de la personne à tester, et connectée au câble atténuateur, seuls les longueurs d'ondes les plus intenses (fréquences) de la personne seront détectées par la méthode de résistance à l'effort (ou test kinésio) en appuyant progressivement sur l'autre bras (là où l'électrode n'est pas tenue). Chaque longueur d'ondes sont soigneusement notées lorsque le curseur est sur un noeud correspondant à une résonance qui induit une baisse de tonus dans les muscles de l'avant bras. D'autres tests sur chaque type de rayonnement (qualité) Inductifs, capacitifs, de polarisation L ou R sont notés dans une table.

Électrode à main ergonomique pour l'antenne H3 avec son câble atténuateur de signaux (disponible en supplément).

Cette méthode de radiesthésie psychodynamique développée par Harmut Lüdeling est décrite dans son livre de radiesthésie physique et dans nos cours de perfectionnement enseignés en Belgique.

D'autres tests habituels sont toujours possibles: analyses bioénergétiques sur des zones du corps, résonance des remèdes etc.

Caractéristiques:

Composition: alliage spécial non perturbateur sur le plan énergétique

Forme ergonomique (de forme ondulée pour les doigts de la main)

- Diamètre:2,8
- Longueur:11,5
- Poids:185 g