

Pèse alcool kit de 3 pièces , 31,90 CHF

<https://geosolaire.ch/pese-alcool>

Product Image



Description

Ensemble de 3 pèse-alcool isomètres d'alcoolémie 0 à 100% outil de mesure de la Concentration d'alcool dans le vin.

Description:

3 pièces alcool Concentration mètre outil de mesure testeur avec thermomètre vin Vodka whisky hydromètre Testeing barre ensemble professionnel alcool hydromètre mètre testeur pour vin Vodka whisky alcomètre Instrument de mesure outils de mesure avec caisse en bois.

La concentration d'alcool a été mesurée seulement à la température standard (20 Celsius) est la concentration réelle d'alcool.

Dans la pratique, la température de l'alcool ne sont pas la température standard 20 Celsius, vous devez donc non standard température mesurée concentration d'alcool conversion à la température standard en degrés est obtenu la concentration réelle d'alcool.

Le tableau de Conversion est préparé à cet effet

Spécification:

- Matériaux: Verre
- Echelle: l'hydromètre lit de 0 à 100 degrés d'alcool
- Champ d'application: température de surface 0 - + 40 degrés Celsius
- Trois pièces hydromètre alcool mètre 0 à 100% 0-40 / 40-70 / 70-100 avec 1 pièces 0-50 degrés thermomètre

Comment Utiliser:

1. Le compteur d'alcool doit être nettoyé et sec avant utilisation-(nettoyé avec du savon ou de l'alcool).
2. Après avoir nettoyé le compteur d'alcool-la main ne peut pas prendre la partie de ligne gravée-vous devez doucement avec votre index et votre pouce tenir le haut du tube sec.
3. Doit être nettoyé cylindre gradué pour éviter d'affecter les lectures.
4. Si vous trouvez que le papier de position d'indexation-les fissures de verre-la crasse de surface est attachée et ne peut pas être enlevée-le nombre d'alcool doit immédiatement cesser d'utiliser.

Emballé Inclus:

- 3 x compteur d'alcool hydromètre
- 1 x Caisse en bois

- 1 x manuel d'utilisation en anglais